

NanointegrisHipco 小管径金属性单 壁碳纳米管固体

中文名称: Nanointegris Hipco 小管径金属性单壁碳纳米管固体

英文名称: HIPCO pure Metallic Hipco SWNTs solid

货 号: ML1424

CAS 号: 7440-44-0

包 装: 1 mg

参 数: **D:0.7-1.0nm, L:100-1000nm**

保质期: 6 月低温干燥保存

性 质

Diameter: 0.7-1.0nm

Length: 100-1000nm

Residual Fe Catalyst: <5wt%

Metallic Enrichment: >95%

应用: NA