

# 单通 AAO 模板

中文名称：单通 AAO 模板

英文名称：Single-pass AAO template

货号：ML1440

CAS 号：11092-32-3

包装：5 片 / 10 片

参 数

孔 深： $5\mu\text{m} \pm 1\mu\text{m}$

孔 径：700nm

保质期：6 月常温干燥避光

性 质

孔径： 700nm

孔间距： 800nm

孔深：  $5\mu\text{m}\pm 1\mu\text{m}$

尺寸： 2 x 2 cm

应用： NA