

兔抗 ADGRL4 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ADGRL4 多克隆抗体

英文名称： Anti-ADGRL4 rabbit polyclonal antibody

别名： adhesion G protein-coupled receptor L4; ETL; ELTD1; KPG_003

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： ADGRL4

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Endothelial orphan receptor that acts as a key regulator of angiogenesis.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	ADGRL4
Immunogen:	Synthetic peptide of human ADGRL4
Full name:	adhesion G protein-coupled receptor L4
Synonyms:	ETL; ELTD1; KPG_003
SwissProt:	Q9HBW9
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human gastric cancer
IHC Recommend dilution:	25-50

