

兔抗 ADHFE1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ADHFE1 多克隆抗体

英文名称： Anti-ADHFE1 rabbit polyclonal antibody

别名： HOT; ADH8; HMFT2263

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： ADHFE1

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	The ADHFE1 gene encodes hydroxyacid-oxoacid transhydrogenase (EC 1.1.99.24), which is responsible for the oxidation of 4-hydroxybutyrate in mammalian tissues.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	ADHFE1
Immunogen:	Synthetic peptide of human ADHFE1
Full name:	alcohol dehydrogenase, iron containing, 1
Synonyms :	HOT; ADH8; HMFT2263
SwissProt:	Q8IWW8
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human liver cancer and Human lung cancer

IHC Recommend dilution: 25-100

