

兔抗 AFF1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 AFF1 多克隆抗体

英文名称： Anti-AFF1 rabbit polyclonal antibody

别名： AF4; PBM1; MLLT2

相关类别： 一抗

抗原： AFF1

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	A chromosomal aberration involving AFF1 is associated with acute leukemias. Translocation t(4;11)(q21;q23) with MLL/HRX. The result is a rogue activator protein. Belongs to the AF4 family.
Applications:	IHC
Name of antibody:	AFF1
Immunogen:	Synthesized peptide derived from N-terminal of human AF4.
Full name:	AF4/FMR2 family, member 1
Synonyms :	AF4; PBM1; MLLT2
SwissProt:	P51825

IHC positive control:	Human breast carcinoma tissue
IHC Recommend dilution:	50-100

