

## 兔抗 AGPAT5 多克隆抗体

中文名称：兔抗 AGPAT5 多克隆抗体

英文名称： Anti-AGPAT5 rabbit polyclonal antibody

别名： LPAATE; 1AGPAT5

抗原： AGPAT5

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a member of the 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase family. This integral membrane protein converts lysophosphatidic acid to phosphatidic acid, the second step in de novo phospholipid biosynthesis. A pseudo gene of this gene is present on the Y chromosome.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	AGPAT5
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human AGPAT5.
<b>Full name:</b>	1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 5
<b>Synonyms :</b>	LPAATE; 1AGPAT5

<b>SwissProt:</b>	Q9NUQ2
<b>WB Predicted band size:</b>	42 kDa
<b>WB Positive control:</b>	LOVO cells lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000

