

兔抗 CHAF1A 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CHAF1A 多克隆抗体

英文名称： Anti-CHAF1A rabbit polyclonal antibody

别名： CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： CHAF1A

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

| | |
|--------------------------|--|
| Background: | Chromatin assembly factor I (CAF1) is a nuclear complex consisting of p50, p60 (CHAF1B; MIM 601245), and p150 (CHAF1A) subunits that assembles histone octamers onto replicating DNA in vitro (Kaufman et al., 1995 [PubMed 7600578]). |
| Applications: | WB |
| Name of antibody: | CHAF1A |
| Immunogen: | Synthesized peptide derived from internal of human CAF1A |
| Full name: | chromatin assembly factor 1, subunit A (p150) |
| Synonyms : | CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| SwissProt: | Q13111 |
| WB Predicted band size: | 107 kDa |
| WB Positive control: | K562 cells and A549 cells lysates |
| WB Recommended dilution: | 500-3000 |

