

## 兔抗 AIG1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 AIG1 多克隆抗体

英文名称： Anti-AIG1 rabbit polyclonal antibody

别名： AIG-1; dJ95L4.1

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： AIG1

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	May play a role in androgen-regulated growth of hair follicles.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	AIG1
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human AIG1
<b>Full name:</b>	androgen-induced 1
<b>Synonyms :</b>	AIG-1; dJ95L4.1
<b>SwissProt:</b>	Q9NVV5
<b>WB Predicted band size:</b>	28 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Jurkat cells and Hela cells lysates

WB Recommended dilution: 500-3000

