

兔抗 AKAP8 多克隆抗体

中文名称：兔抗 AKAP8 多克隆抗体

英文名称： Anti-AKAP8 rabbit polyclonal antibody

别名： AKAP-8, AKAP95, AKAP 95, AKAP-95

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： AKAP8

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Synthetic peptide of human AKAP8
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	AKAP8
Immunogen:	Synthetic peptide of human AKAP8
Full name:	A kinase (PRKA) anchor protein 8
Synonyms:	AKAP-8, AKAP95, AKAP 95, AKAP-95
SwissProt:	O43823
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human colon cancer;Human ovarian cancer
IHC Recommend dilution:	25-100
WB Predicted band size:	76 kDa

WB Positive control:	Hela and 293T cells
WB Recommended dilution:	500-2000



