

## 兔抗 AKR1CL1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 AKR1CL1 多克隆抗体

英文名称： Anti-AKR1CL1 rabbit polyclonal antibody

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

抗 原： AKR1CL1

宿 主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Belongs to the aldo/keto reductase family.
<b>Applications:</b>	IF
<b>Name of antibody:</b>	AKR1CL1
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human AKR1CL1.
<b>Full name:</b>	aldo-keto reductase family 1, member C-like 1
<b>Synonyms :</b>	0
<b>SwissProt:</b>	Q5T2L2
<b>IF positive control:</b>	A549 cells
<b>IF Recommend dilution:</b>	100-500

