

## 兔抗 CHGB 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CHGB 多克隆抗体

英文名称： Anti-CHGB rabbit polyclonal antibody

别名： SCG1

相关类别： 一抗

抗原： CHGB

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a tyrosine-sulfated secretory protein abundant in peptidergic endocrine cells and neurons. This protein may serve as a precursor for regulatory peptides.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	CHGB
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of humanCHGB
<b>Full name:</b>	chromogranin B (secretogranin 1)
<b>Synonyms :</b>	SCG1
<b>SwissProt:</b>	P05060
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	2000-10000

<b>IHC positive control:</b>	Human liver cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	30-150

