

## 兔抗 CHPF2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CHPF2 多克隆抗体

英文名称： Anti-CHPF2 rabbit polyclonal antibody

别名： ChSy-3; chPF-2; CSGlcAT; CSGLCA-T

抗原： CHPF2

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Transfers glucuronic acid (GlcUA) from UDP-GlcUA to N-acetylgalactosamine residues on the non-reducing end of the elongating chondroitin polymer. Has no N-acetylgalactosaminyltransferase activity.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	CHPF2
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human CSGLCAT.
<b>Full name:</b>	chondroitin polymerizing factor 2
<b>Synonyms :</b>	ChSy-3; chPF-2; CSGlcAT; CSGLCA-T
<b>SwissProt:</b>	Q9P2E5

<b>WB Predicted band size:</b>	86 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Jurkat cells lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000

