

## 兔抗 CHST6 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CHST6 多克隆抗体

英文名称： Anti-CHST6 rabbit polyclonal antibody

别名： MCDC1

抗原： CHST6

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the transfer of a sulfate group to the GlcNAc residues of keratan. Keratan sulfate helps maintain corneal transparency. Defects in this gene are a cause of macular corneal dystrophy (MCD).
<b>Applications:</b>	IF
<b>Name of antibody:</b>	CHST6
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human CHST6.
<b>Full name:</b>	carbohydrate (N-acetylglucosamine 6-O) sulfotransferase 6
<b>Synonyms :</b>	MCDC1

<b>SwissProt:</b>	Q9GZX3
<b>IF positive control:</b>	A549 cells
<b>IF Recommend dilution:</b>	100-500

