

## 兔抗 AMD1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 AMD1 多克隆抗体

英文名称： Anti-AMD1 rabbit polyclonal antibody

别名： AMD; SAMDC; ADOMETDC

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： AMD1

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes an important intermediate enzyme in polyamine biosynthesis. The polyamines spermine, spermidine, and putrescine are low-molecular-weight aliphatic amines essential for cellular proliferation and tumor promotion. Two alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been identified. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 5, 6, 10, X and Y.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	AMD1
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human AMD1

<b>Full name:</b>	adenosylmethionine decarboxylase 1
<b>Synonyms:</b>	AMD; SAMDC; ADOMETDC
<b>SwissProt:</b>	P17707
<b>IHC positive control:</b>	Human gastric cancer and human ovarian cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100

