

兔抗 CIAPIN1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CIAPIN1 多克隆抗体

英文名称： Anti-CIAPIN1 rabbit polyclonal antibody

别名： DRE2; PRO0915; Anamorsin; 2810413N20Rik

相关类别： 一抗

抗原： CIAPIN1

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Anamorsin is a protein that in humans is encoded by the CIAPIN1 gene. CIAPIN1 is a cytokine-induced inhibitor of apoptosis with no relation to apoptosis regulatory molecules of the BCL2 or CASP families. Expression of CIAPIN1 is dependent on growth factor stimulation.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	CIAPIN1
Immunogen:	Fusion protein of human CIAPIN1
Full name:	cytokine induced apoptosis inhibitor 1
Synonyms :	DRE2; PRO0915; Anamorsin; 2810413N20Rik

SwissProt:	Q6FI81
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human thyroid cancer and human liver cancer
IHC Recommend dilution:	50-200

