

## 兔抗 CIP2A 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CIP2A 多克隆抗体

英文名称： Anti-CIP2A rabbit polyclonal antibody

别名： cell proliferation regulating inhibitor of protein

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

抗原： CIP2A

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Oncoprotein that inhibits PP2A and stabilizes MYC in human malignancies. Promotes anchorage-independent cell growth and tumor formation.
<b>Applications:</b>	ELISA, WB
<b>Name of antibody:</b>	CIP2A
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human CIP2A
<b>Full name:</b>	cell proliferation regulating inhibitor of protein phosphatase 2A
<b>Synonyms:</b>	p90; KIAA1524
<b>SwissProt:</b>	Q8TCG1
<b>WB Predicted band size:</b>	102 kDa

<b>WB Positive control:</b>	A431 and lovo cells
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000

