

## 兔抗 ANGPT2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ANGPT2 多克隆抗体

英文名称： Anti-ANGPT2 rabbit polyclonal antibody

别名： ANG2; AGPT2

抗原： ANGPT2

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Background:</b>       | The protein encoded by this gene is an antagonist of angiopoietin 1 (ANGPT1) and endothelial TEK tyrosine kinase (TIE-2, TEK). The encoded protein disrupts the vascular remodeling ability of ANGPT1 and may induce endothelial cell apoptosis. Three transcript variants encoding three different isoforms have been found for this gene. |
| <b>Applications:</b>     | ELISA, WB, IHC  |
| <b>Name of antibody:</b> | ANGPT2  |
| <b>Immunogen:</b>        | Fusion protein of human ANGPT2  |
| <b>Full name:</b>        | angiopoietin 2  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Synonyms :</b>                  | ANG2; AGPT2                                    |
| <b>SwissProt:</b>                  | O15123   |
| <b>ELISA Recommended dilution:</b> | 2000-5000                                      |
| <b>IHC positive control:</b>       | Human cervical cancer and human thyroid cancer |
| <b>IHC Recommend dilution:</b>     | 50-200   |
| <b>WB Predicted band size:</b>     | 57 kDa   |
| <b>WB Positive control:</b>        | Mouse kidney tissue                            |
| <b>WB Recommended dilution:</b>    | 500-2000                                       |



