

## 兔抗 AQP12A 多克隆抗体

中文名称：兔抗 AQP12A 多克隆抗体

英文名称： Anti-AQP12A rabbit polyclonal antibody

别名： AQP12; AQPX2; AQP-12

抗原： AQP12A

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Aquaporins facilitate the transport of water and small neutral solutes across cell membranes. By similarity.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	AQP12A
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human AQP12.
<b>Full name:</b>	aquaporin 12A
<b>Synonyms :</b>	AQP12; AQPX2; AQP-12
<b>SwissProt:</b>	Q8IXF9
<b>WB Predicted band size:</b>	31 kDa

<b>WB Positive control:</b>	Jurkat cells lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000

