

兔抗 ARFIP1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ARFIP1 多克隆抗体

英文名称： Anti-ARFIP1 rabbit polyclonal antibody

别名： HSU52521

抗原： ARFIP1

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse Rat

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Putative target protein of ADP-ribosylation factor.
Applications:	WB, IF
Name of antibody:	ARFIP1
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human A RFIP1.
Full name:	ADP-ribosylation factor interacting protein 1
Synonyms :	HSU52521
SwissProt:	P53367
WB Predicted band size:	42 kDa
WB Positive control:	Jurkat cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000

IF positive control:	A549 cells
IF Recommend dilution:	100-500



