

兔抗 ARHGEF16 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ARHGEF16 多克隆抗体

英文名称： Anti-ARHGEF16 rabbit polyclonal antibody

别名： NBR; GEF16

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： ARHGEF16

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Guanyl-nucleotide exchange factor of the RHOG GTPase stimulating the exchange of RHOG-associated GDP for GTP. May play a role in chemotactic cell migration by mediating the activation of RAC1 by EPHA2. May also activate CDC42 and mediate activation of CDC42 by the viral protein HPV16 E6.
Applications:	WB
Name of antibody:	ARHGEF16
Immunogen:	Synthesized peptide derived from Internal of human ARHGEF16.
Full name:	Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 16

Synonyms :	NBR; GEF16
SwissProt:	Q5VV41
WB Predicted band size:	80 kDa
WB Positive control:	A549 cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000

