

兔抗 COL9A3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 COL9A3 多克隆抗体

英文名称： Anti-COL9A3 rabbit polyclonal antibody

别名： collagen, type IX, alpha 3

抗原： COL9A3

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes one of the three alpha chains of type IX collagen, the major collagen component of hyaline cartilage. Type IX collagen, a heterotrimeric molecule, is usually found in tissues containing type II collagen, a fibrillar collagen. Mutations in this gene are associated with multiple epiphyseal dysplasia type 3.
Applications:	IHC, IF
Name of antibody:	COL9A3
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human Collagen IX α 3.
Full name:	collagen, type IX, alpha 3

Synonyms :	collagen, type IX, alpha 3
SwissProt:	Q14050
IHC positive control:	Human tonsil tissue
IHC Recommend dilution:	50-100
IF positive control:	NIH/3T3 cells
IF Recommend dilution:	100-500



