

兔抗 COL20A1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 COL20A1 多克隆抗体

英文名称： Anti-COL20A1 rabbit polyclonal antibody

别名： bA261N11.4

抗原： COL20A1

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Probable collagen protein.
Applications:	WB, IHC, IF
Name of antibody:	COL20A1
Immunogen:	Synthesized peptide derived from C-terminal of human Collagen XX α 1.
Full name:	collagen, type XX, alpha 1
Synonyms :	bA261N11.4
SwissProt:	Q9P218
IHC positive control:	Human skeletal muscle tissue
IHC Recommend dilution:	50-100
WB Predicted band size:	136 kDa

WB Positive control:	Huvec cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000
IF positive control:	NIH/3T3 cells
IF Recommend dilution:	100-500



