

## 兔抗 COMMD9 多克隆抗体

中文名称：兔抗 COMMD9 多克隆抗体

英文名称： Anti-COMMD9 rabbit polyclonal antibody

别名： COMM domain containing 9; HSPC166; C11orf55; LINC00610

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： COMMD9

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	May modulate activity of cullin-RING E3 ubiquitin ligase (CRL) complexes (PubMed:21778237). May down-regulate activation of NF-kappa-B (PubMed:15799966). Modulates Na <sup>+</sup> transport in epithelial cells by regulation of apical cell surface expression of amiloride-sensitive sodium channel (ENaC) subunits (PubMed:23637203).
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	COMMD9
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human COMMD9
<b>Full name:</b>	COMM domain containing 9

<b>Synonyms:</b>	HSPC166; C11orf55; LINC00610
<b>SwissProt:</b>	Q9P000
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human cervical cancer and Human tonsil
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-200



