

CHI3L2 抗原（重组蛋白）

中文名称： CHI3L2 抗原（重组蛋白）

英文名称： CHI3L2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： chitinase 3 like 2; CHIL2; YKL39; YKL-39

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 191-390 amino acids of human CHI3L2

技术规格

Full name:	chitinase 3 like 2
Synonyms:	CHIL2; YKL39; YKL-39
Swissprot:	Q15782
Gene Accession:	BC011460
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene is similar to bacterial chitinases but lacks chitinase activity. The encoded protein is secreted and is involved in cartilage biogenesis. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.