

CHMP6 抗原（重组蛋白）

中文名称： CHMP6 抗原（重组蛋白）

英文名称： CHMP6 Antigen (Recombinant Protein)

别名： charged multivesicular body protein 6; VPS20

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 2-201 amino acids of human CHMP6

技术规格

Full name:	charged multivesicular body protein 6
Synonyms:	VPS20
Swissprot:	Q96FZ7
Gene Accession:	BC010108
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a member of the chromatin-modifying protein/charged multivesicular body protein family. Proteins in this family are part of the ESCRT-III (endosomal sorting complex required for transport III) which degrades surface receptors, and in biosynthesis of endosomes.