

COPS7A 抗原（重组蛋白）

中文名称： COPS7A 抗原（重组蛋白）

英文名称： COPS7A Antigen (Recombinant Protein)

别名： COP9 signalosome subunit 7A; CSN7; CSN7A; SGN7a

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 2-275 amino acids of human COPS7A

技术规格

Full name:	COP9 signalosome subunit 7A
Synonyms:	CSN7; CSN7A; SGN7a
Swissprot:	Q9UBW8
Gene Accession:	BC011789
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a component of the COP9 signalosome, an evolutionarily conserved multi-subunit protease that regulates the activity of the ubiquitin conjugation pathway. Alternatively spliced transcript variants that encode the same protein have been described.