

## 兔抗 CPN2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CPN2 多克隆抗体

英文名称： Anti-CPN2 rabbit polyclonal antibody

别名： ACBP

抗原： CPN2

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	The 83 kDa subunit binds and stabilizes the catalytic subunit at 37 degrees Celsius and keeps it in circulation. Under some circumstances it may be an allosteric modifier of the catalytic subunit.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	CPN2
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from C-terminal of human CPN2.
<b>Full name:</b>	carboxypeptidase N, polypeptide 2
<b>Synonyms :</b>	ACBP
<b>SwissProt:</b>	P22792

<b>WB Predicted band size:</b>	61 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Hela cells lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000

