

兔抗 ATP5IF1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ATP5IF1 多克隆抗体

英文名称： Anti-ATP5IF1 rabbit polyclonal antibody

别名： ATP synthase inhibitory factor subunit 1; IP; ATP1

储存： 冷冻（-20℃）

抗原： ATP5IF1

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a mitochondrial ATPase inhibitor. Alternative splicing occurs at this locus and three transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	ATP5IF1
Immunogen:	Fusion protein of human ATP5IF1
Full name:	ATP synthase inhibitory factor subunit 1
Synonyms:	IP; ATP1; ATP1P; ATP1F1
SwissProt:	Q9UII2
IHC positive control:	Human thyroid cancer and Human breast cancer

IHC Recommend dilution:	50-200
WB Predicted band size:	12 kDa
WB Positive control:	Hela, Jurkat, MCF7 and A431 cells
WB Recommended dilution:	1000-5000



