

## 兔抗 CSGALNACT1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CSGALNACT1 多克隆抗体

英文名称： Anti-CSGALNACT1 rabbit polyclonal antibody

别名： ChGn; CSGalNAcT-1; beta4GalNAcT

抗原： CSGALNACT1

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Transfers 1,4-N-acetylgalactosamine (GalNAc) from UDP-GalNAc to the non-reducing end of glucuronic acid (GlcUA). Required for addition of the first GalNAc to the core tetrasaccharide linker and for elongation of chondroitin chains. Important role in chondroitin chain biosynthesis in cartilage.
<b>Applications:</b>	IHC
<b>Name of antibody:</b>	CSGALNACT1
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human CSGALNACT1.
<b>Full name:</b>	chondroitin sulfate N-acetylgalactosaminyltransferase 1
<b>Synonyms :</b>	ChGn; CSGalNAcT-1; beta4GalNAcT

<b>SwissProt:</b>	Q8TDX6
<b>IHC positive control:</b>	Human breast carcinoma tissue
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-100

