

## 兔抗 AZI2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 AZI2 多克隆抗体

英文名称： Anti-AZI2 rabbit polyclonal antibody

别名： AZ2; NAP1; TILP

抗原： AZI2

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse Rat

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	AZI2, or NAP1, contributes to the activation of NF $\kappa$ B (see MIM 164011)-dependent gene expression by activating IKK-related kinases, such as NAK (TBK1; MIM 604834) (Fujita et al., 2003 [PubMed 14560022]).
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	AZI2
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from N-terminal of human AZI2.
<b>Full name:</b>	5-azacytidine induced 2
<b>Synonyms :</b>	AZ2; NAP1; TILP
<b>SwissProt:</b>	Q9H6S1

<b>WB Predicted band size:</b>	45 kDa
<b>WB Positive control:</b>	HepG2 cells lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000

