

兔抗 BAGE3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 BAGE3 多克隆抗体

英文名称： Anti-BAGE3 rabbit polyclonal antibody

别名： CT2.3

抗原： BAGE3

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Unknown. Candidate gene encoding tumor antigens.
Applications:	IHC
Name of antibody:	BAGE3
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human BAGE3.
Full name:	B melanoma antigen family, member 3
Synonyms :	CT2.3
SwissProt:	Q86Y29
IHC positive control:	Human testis tissue
IHC Recommend dilution:	50-100

