

兔抗 BAGE4 多克隆抗体

中文名称：兔抗 BAGE4 多克隆抗体

英文名称： Anti-BAGE4 rabbit polyclonal antibody

别名： CT2.4; MLL3P

抗原： BAGE4

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Unknown. Candidate gene encoding tumor antigens.
Applications:	IHC
Name of antibody:	BAGE4
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human BAGE4.
Full name:	B melanoma antigen family, member 4
Synonyms :	CT2.4; MLL3P
SwissProt:	Q86Y28
IHC positive control:	Human breast carcinoma tissue
IHC Recommend dilution:	50-100

