

HDHD2 抗原（重组蛋白）

中文名称：HDHD2 抗原（重组蛋白）

英文名称： HDHD2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： HEL-S-301; 3110052N05Rik

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Full length fusion protein

技术规格

Full name:	haloacid dehalogenase-like hydrolase domain containing 2
Synonyms:	HEL-S-301; 3110052N05Rik
Swissprot:	Q9HOR4
Gene Accession:	BC038100
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	HDHD2 (haloacid dehalogenase-like hydrolase domain containing 2) is also known as DKFZp564D1378 and is a 259 amino acid protein that is expressed as two isoforms produced by alternative splicing. HDHD2 belongs to the HAD-like hydrolase superfamily, which contains a group of hydrolase enzymes