

IL18 抗原（重组蛋白）

中文名称：IL18 抗原（重组蛋白）

英文名称： IL18 Antigen (Recombinant Protein)

别名： IGIF, IL-18, IL-1g, IL1F4

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Full length fusion protein

技术规格

Full name:	interleukin 18
Synonyms:	IGIF, IL-18, IL-1g, IL1F4
Swissprot:	Q14116
Gene Accession:	BC007007
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene is a proinflammatory cytokine that augments natural killer cell activity in spleen cells, and stimulates interferon gamma production in T-helper type I cells. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene