

兔抗 BCKDK 多克隆抗体

中文名称：兔抗 BCKDK 多克隆抗体

英文名称： Anti-BCKDK rabbit polyclonal antibody

别名： BDK; BCKDKD

相关类别： 一抗

抗原： BCKDK

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	The branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase complex (BCKD) is an important regulator of the valine, leucine, and isoleucine catabolic pathways. The protein encoded by this gene is found in the mitochondrion, where it phosphorylates and inactivates BCKD. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Applications:	WB, IF
Name of antibody:	BCKDK
Immunogen:	Synthesized peptide derived from Internal of human BCKD.

Full name:	branched chain ketoacid dehydrogenase kinase
Synonyms :	BDK; BCKDKD
SwissProt:	O14874
WB Predicted band size:	46 kDa
WB Positive control:	293 cells and Jurkat cells lysates
WB Recommended dilution:	500-3000
IF positive control:	Hela cells
IF Recommend dilution:	100-500



