

## 兔抗 BCL2(Phospho-Thr69) 多克隆抗体

中文名称：兔抗 BCL2(Phospho-Thr69) 多克隆抗体

英文名称： Anti-BCL2(Phospho-Thr69) rabbit polyclonal antibody

别名： Bcl-2; PPP1R50

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： BCL2(Phospho-Thr69)

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes an integral outer mitochondrial membrane protein that blocks the apoptotic death of some cells such as lymphocytes. Constitutive expression of BCL2, such as in the case of translocation of BCL2 to Ig heavy chain locus, is thought to be the cause of follicular lymphoma. Two transcript variants, produced by alternate splicing, differ in their C-terminal ends.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	BCL2(Phospho-Thr69)
<b>Immunogen:</b>	Peptide sequence around phosphorylation site of Threonine 69 (A-R-T(p)-S-P) derived from Human BCL-2.

<b>Full name:</b>	B-cell CLL/lymphoma 2
<b>Synonyms :</b>	Bcl-2; PPP1R50
<b>SwissProt:</b>	P10415
<b>WB Predicted band size:</b>	26 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Hela cells lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-1000

