

兔抗 BRD9 多克隆抗体

中文名称：兔抗 BRD9 多克隆抗体

英文名称： Anti-BRD9 rabbit polyclonal antibody

别名： bromodomain containing 9; PRO9856; LAVS3040

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： BRD9

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	May play a role in chromatin remodeling and regulation of transcription.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	BRD9
Immunogen:	Fusion protein of human BRD9
Full name:	bromodomain containing 9
Synonyms:	PRO9856; LAVS3040
SwissProt:	Q9H8M2
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human thyroid cancer
IHC Recommend dilution:	50-300

WB Predicted band size:	67 kDa
WB Positive control:	Jurkat cell lysate
WB Recommended dilution:	500-2000



