

## 兔抗 C9orf89 多克隆抗体

中文名称：兔抗 C9orf89 多克隆抗体

英文名称： Anti-C9orf89 rabbit polyclonal antibody

别名： BinCARD; bA370F5.1

抗原： C9orf89

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Plays a role in inhibiting the effects of BCL10-induced activation of NF-kappa-B. May inhibit the phosphorylation of BCL10 in a CARD-dependent manner.
<b>Applications:</b>	IHC
<b>Name of antibody:</b>	C9orf89
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human C9orf89.
<b>Full name:</b>	chromosome 9 open reading frame 89
<b>Synonyms :</b>	BinCARD; bA370F5.1
<b>SwissProt:</b>	Q96LW7
<b>IHC positive control:</b>	Human thyroid tissue

IHC Recommend dilution:

50-100

