

## 兔抗 C11orf54 多克隆抗体

中文名称：兔抗 C11orf54 多克隆抗体

英文名称： Anti-C11orf54 rabbit polyclonal antibody

别名： chromosome 11 open reading frame 54; PTD012; PTOD012

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： C11orf54

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Exhibits ester hydrolase activity on the substrate p-nitrophenyl acetate.
<b>Applications:</b>	ELISA, WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	C11orf54
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human C11orf54
<b>Full name:</b>	chromosome 11 open reading frame 54
<b>Synonyms:</b>	PTD012; PTOD012
<b>SwissProt:</b>	Q9H0W9
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human liver cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-200

<b>WB Predicted band size:</b>	35 kDa
<b>WB Positive control:</b>	HepG2 cell lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000



