

兔抗 C18orf8 多克隆抗体

中文名称：兔抗 C18orf8 多克隆抗体

英文名称： Anti-C18orf8 rabbit polyclonal antibody

别名： MIC1; Mic-1; HsT2591

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： C18orf8

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	This gene encodes a colon cancer associated protein.
Applications:	WB
Name of antibody:	C18orf8
Immunogen:	Synthesized peptide derived from C-terminal of human MIC1 .
Full name:	chromosome 18 open reading frame 8
Synonyms :	MIC1; Mic-1; HsT2591
SwissProt:	Q96DM3
WB Predicted band size:	75 kDa
WB Positive control:	Jurkat cells and HepG2 cells lysates
WB Recommended dilution:	500-3000

