

TBCB 抗原（重组蛋白）

中文名称： TBCB 抗原（重组蛋白）

英文名称： TBCB Antigen (Recombinant Protein)

别名： tubulin folding cofactor B; CG22; CKAP1; CKAPI

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-244 amino acids of human TBCB

技术规格

Full name:	tubulin folding cofactor B
Synonyms:	CG22; CKAP1; CKAPI
Swissprot:	Q99426
Gene Accession:	BC005969
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Binds to alpha-tubulin folding intermediates after their interaction with cytosolic chaperonin in the pathway leading from newly synthesized tubulin to properly folded heterodimer. Involved in regulation of tubulin heterodimer dissociation. May function as a negative regulator of axonal growth.