

TMEM248 抗原（重组蛋白）

中文名称：TMEM248 抗原（重组蛋白）

英文名称： TMEM248 Antigen (Recombinant Protein)

别名： transmembrane protein 248; C7orf42

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-230 amino acids of human TMEM248

技术规格

Full name:	transmembrane protein 248
Synonyms:	C7orf42
Swissprot:	Q9NWD8
Gene Accession:	BC008675
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The function of this protein remains unknown.