

## 兔抗 CA13 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CA13 多克隆抗体

英文名称： Anti-CA13 rabbit polyclonal antibody

别名： CAXIII

抗原： CA13

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Carbonic anhydrases (CAs) are a family of zinc metalloenzymes. For background information on the CA family, see MIM 114800.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	CA13
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human CA 13.
<b>Full name:</b>	carbonic anhydrase XIII
<b>Synonyms :</b>	CAXIII
<b>SwissProt:</b>	Q8N1Q1
<b>WB Predicted band size:</b>	29 kDa

<b>WB Positive control:</b>	HepG2 cells lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000

