

兔抗 CABP7 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CABP7 多克隆抗体

英文名称： Anti-CABP7 rabbit polyclonal antibody

别名： CALN2

抗原： CABP7

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Negatively regulates Golgi-to-plasma membrane trafficking by interacting with PI4KB and inhibiting its activity. By similarity.
Applications:	WB, IHC
Name of antibody:	CABP7
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human CABP7.
Full name:	calcium binding protein 7
Synonyms :	CALN2
SwissProt:	Q86V35
IHC positive control:	Human heart tissue

IHC Recommend dilution:	50-100
WB Predicted band size:	24 kDa
WB Positive control:	Jurkat cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000



