

## TRIM39 抗原（重组蛋白）

中文名称： TRIM39 抗原（重组蛋白）

英文名称： TRIM39 Antigen (Recombinant Protein)

别名： tripartite motif containing 39; TFP; RNF23; TRIM39B

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 319-518 amino acids of human TRIM39

技术规格

<b>Full name:</b>	tripartite motif containing 39
<b>Synonyms:</b>	TFP; RNF23; TRIM39B
<b>Swissprot:</b>	Q9HCM9
<b>Gene Accession:</b>	BC007661
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The function of this protein has not been identified. This gene lies within the major histocompatibility complex class I region on chromosome 6. Alternate splicing results in two transcript variants encoding different isoforms.