

## 兔抗 CALCR 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CALCR 多克隆抗体

英文名称： Anti-CALCR rabbit polyclonal antibody

别名： CRT, CTR, CT-R, CTR1

抗原： CALCR

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a high affinity receptor for the peptide hormone calcitonin and belongs to a subfamily of seven transmembrane-spanning G protein-coupled receptors. The encoded protein is involved in maintaining calcium homeostasis and in regulating osteoclast-mediated bone resorption. Polymorphisms in this gene have been associated with variations in bone mineral density and onset of osteoporosis. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	CALCR
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human CALCR

<b>Full name:</b>	calcitonin receptor
<b>Synonyms:</b>	CRT, CTR, CT-R, CTR1
<b>SwissProt:</b>	P30988
<b>IHC positive control:</b>	Human gastric cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	15-50

