

兔抗 DDX56 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 DDX56 多克隆抗体

英文名称： Anti-DDX56 rabbit polyclonal antibody

别名： DEAD-box helicase 56 DDX21; DDX26; NOH61

抗原： DDX56

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Synthetic peptide of human DDX56
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	DDX56
Immunogen:	Synthetic peptide of human DDX56
Full name:	DEAD-box helicase 56
Synonyms:	DDX21; DDX26; NOH61
SwissProt:	Q9NY93
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human lung cancer;
IHC Recommend dilution:	20-100
WB Predicted band size:	62 kDa

WB Positive control:	HEPG2 , 293T and Hela cell lysates
WB Recommended dilution:	200-1000





