

兔抗 DENND5A 多克隆抗体

中文名称：兔抗 DENND5A 多克隆抗体

英文名称： Anti-DENND5A rabbit polyclonal antibody

别名： RAB6IP1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： DENND5A

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Guanine nucleotide exchange factor (GEF) which may activate RAB6A and RAB39A and/or RAB39B. Promotes the exchange of GDP to GTP, converting inactive GDP-bound Rab proteins into their active GTP-bound form.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	DENND5A
Immunogen:	Fusion protein corresponding to a region derived from 1088-1287 amino acids of human DENND5A
Full name:	DENN domain containing 5A
Synonyms:	RAB6IP1
SwissProt:	Q6IQ26

ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC Positive control:	Human liver cancer;
IHC Recommended dilution:	20-100

