

ZNF468 抗原（重组蛋白）

中文名称：ZNF468 抗原（重组蛋白）

英文名称： ZNF468 Antigen (Recombinant Protein)

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Full length fusion protein

技术规格

Full name:	zinc finger protein 468
Swissprot:	Q5VIY5
Gene Accession:	BC063143
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	May be involved in transcriptional regulation.