

## 兔抗 CAPS2 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 CAPS2 多克隆抗体

英文名称： Anti-CAPS2 rabbit polyclonal antibody

别名： UG0636c06

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

抗原： CAPS2

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Calcyphosine-2 is a calcium-binding protein with 2 EF-hand motifs (Wang et al., 2002 [PubMed 118464 21]).
<b>Applications:</b>	ELISA, WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	CAPS2
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human CAPS2
<b>Full name:</b>	calcyphosine 2
<b>Synonyms :</b>	UG0636c06
<b>SwissProt:</b>	Q9BXY5
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human esophagus cancer

<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100
<b>WB Predicted band size:</b>	64 kDa
<b>WB Positive control:</b>	A431 cell and Human fetal brain tissue
<b>WB Recommended dilution:</b>	200-1000



